Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики»



Оптика

Отчёт о выполнении практической работы «Изучение поляризованного света»

Выполнил:

Илюшкин Егор, БФ3224

Оглавление

| 1. Калибровка поляризаторов | 3 |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.1. Поляризованный и естественный свет | 3 |
| 1.2. Поляроиды и поляризаторы | 3 |
| 1.3. Формулы Френеля, явление Брюстера | 4 |
| 1.4. Калибровка поляризатора А с использованием чёрного зерка | ла6 |
| 1.5. Калибровка поляризатора В по скрещённому положению | 7 |
| 2. Поляризация источника света | 8 |
| 2.1. Лазерный источник | |
| 2.2. Измерение степени поляризации источника | 8 |
| 3. Закон Малюса | 10 |
| 3.1. Формулировка закона Малюса | 10 |
| 3.2. Проверка закона Малюса | 10 |
| 4. Двойное лучепреломление в пластинках | 12 |
| 4.1. Эллиптическая поляризация | 12 |
| 4.2. Двулучепреломляющие пластинки | 14 |
| 4.3. Определение главных направлений двулучепреломляющих и | іластинок15 |
| Свойства пластинок λ/2 и λ/4 | 16 |
| Исследование пластинки λ/2 | 16 |
| 5.2. Исследование пластинки $\lambda/4$ | 19 |
| 6. Определение типа неизвестной пластинки | 22 |
| Проверка гипотез λ/2 и λ/4 | 22 |
| 7. Отражение s- и p-поляризованных волн | 25 |
| 7.1. Формулы Френеля для энергетических коэффициентов отраж | кения25 |
| 7.2. Исследование мощности отражённого s-поляризованного сво | |
| 7.3. Исследование мощности отражённого р-поляризованного св | ета26 |
| 7.4. Оценка справедливости формул Френеля | |
| 8. Приложение | 30 |

1. Калибровка поляризаторов

1.1. Поляризованный и естественный свет

Поляризация волн — характеристика *поперечных волн*, описывающая поведение вектора колеблющейся величины в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. Свет является поперечной электромагнитной волной, в нём направления векторов **E** и **H** взаимно перпендикулярны и располагаются в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны **N**.




Рисунок 1. Взаимное расположение векторов E, H и N

Если электрический вектор **E** всё время лежит в одной плоскости, в которой также расположена нормаль к фронту волны **N**, волна называется *пинейно поляризованной* или *плоскостью поляризованной*. Упомянутая выше плоскость называется *плоскостью колебаний* или плоскостью поляризации. В отличие от *поляризованного* света, в *естественном* свете векторы **E**, **H** и **N** хотя и остаются всё время взаимно перпендикулярными, но **E** и **H** хаотично меняют своё направление с течением времени, что не позволяет выделить какое-либо направление колебаний. Можно также сказать, что естественный свет в статистическом смысле обладает *осевой симметрией* относительно **N**. Для линейно поляризованного света такой симметрии нет. Нет симметрии и для смеси естественного света с линейно поляризованным – *частично поляризованного* света.

1.2. Поляроиды и поляризаторы

Некоторые кристаллы обладают свойством *линейного дихроизма*. Они поглощают световые лучи, в которых вектор **E** перпендикулярен к оптической оси кристалла, и в то же время пропус-

кают лучи, в которых вектор **E** параллелен оси. Всякая оптическая среда, обладающая такими свойствами, называется *поляроидом*. А любой прибор, служащий для получения поляризованного света (с помощью *дихроического кристалла*, магнитного поля и т.д.) – *поляризатором*. Тот же прибор, применяемый для исследования поляризации света, называется *анализатором*.




Рисунок 2. Прохождение естественного света через поляроид с образованием линейно поляризованного света

1.3. Формулы Френеля, явление Брюстера

При падении света на плоскую границу раздела сред различают два важных случая линейной поляризации света: *s-поляризация* (от нем. *senkrecht* — перпендикулярный) и *p-поляризация* (от англ. *parallel* — параллельный). Они определяются направлением вектора **E** по отношению к *плоскости падения* света (т.е. плоскости, содержащей падающий и отражённый лучи).

На рисунках ниже и далее в тексте \mathbf{n}_1 , \mathbf{n}_2 – показатели преломления сред; \mathbf{E}_i – амплитудный вектор падающей волны (от англ. *incidence* – падение), \mathbf{E}_r – амплитудный вектор отражённой волны (от англ. *reflection* – отражение), \mathbf{E}_t – амплитудный вектор преломлённой волны (от англ. *transmission* – пропускание); $\theta_i = \theta_r$, θ_t – углы, соответственно, падения/отражения, преломления света (считаем их соотносящимися по *закону Снеллиуса*);

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$$

 $\mathbf{k}_i, \mathbf{k}_r, \mathbf{k}_t$ – волновые векторы соответствующих волн.




Рисунок 3. Отражение света, s-поляризация

Рисунок 4. Отражение света, р-поляризация

Амплитудные коэффициенты отражения и преломления обозначим как:

$$r = E_r/E_i$$

$$t = E_r/E_i$$

Тогда в немагнитной среде ожидаем, что коэффициент интенсивности отражения излучения:

$$R = I_r/I_i = E_r^2/E_i^2 = r^2$$

Из граничных условий, накладываемых *уравнениями Максвелла*, и закона Снеллиуса можно получить в явном виде формулы для коэффициентов r и t для случаев s- и p-поляризованных волн. Выпишем эти формулы для r_s , r_p ($n_{21}=n_2/n_1$):

$$\mathbf{r}_{\mathrm{S}} = -\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)} = \frac{\cos\theta_i - \sqrt{\mathbf{n}_{21}^2 - \sin^2\theta_i}}{\cos\theta_i + \sqrt{\mathbf{n}_{21}^2 - \sin^2\theta_i}}$$

$$r_{p} = -\frac{tg(\theta_{i} - \theta_{t})}{tg(\theta_{i} + \theta_{t})} = -\frac{n_{21}^{2} \cos \theta_{i} - \sqrt{n_{21}^{2} - \sin^{2} \theta_{i}}}{n_{21}^{2} \cos \theta_{i} + \sqrt{n_{21}^{2} - \sin^{2} \theta_{i}}}$$

Из последней формулы можно увидеть, что для случая падения p-поляризованной волны на границу раздела двух сред $n_1 \neq n_2$ существует угол $\theta_B - y$ гол Eрюстера — такой, что амплитуда отражённой волны равна нулю. В самом деле, положим, что $r_p = 0$:

$$r_{p} = -\frac{\operatorname{tg}(\theta_{i} - \theta_{t})}{\operatorname{tg}(\theta_{i} + \theta_{t})} = 0 \iff \operatorname{tg}(\theta_{i} + \theta_{t}) \to \infty \iff \theta_{i} + \theta_{t} = \frac{\pi}{2}$$

$$\sin \theta_{t} = \sin \left(\frac{\pi}{2} - \theta_{i}\right) = \cos \theta_{i} \implies n_{1} \sin \theta_{i} = n_{2} \cos \theta_{i}$$

$$\tan \theta_{B} = n_{21}$$




Рисунок 5. Графики зависимости коэффицентов интенсивности R_s , R_p , T_s , T_p от угла падения θ_i для случая $n_{21}=1$,5

1.4. Калибровка поляризатора А с использованием чёрного зеркала

Для калибровки поляризатора А соберём следующую установку:




Рисунок 6. Схема установки для определения рарешённого направления поляризатора A с использованием чёрного зеркала

Полагая, что коэффициент преломления чёрного зеркала для зелёного света $n_2 \sim 2$ и пренебрегая коэффициентом преломления воздуха ($n_1 \approx 1$), установим чёрное зеркало таким образом, чтобы угол падения θ_i оказался в окрестности угла Брюстера $\theta_B \sim 60^\circ$. Как видно из рис. 5 для случая $n_{21} > 1$, линейно поляризованный свет будет хуже всего отражаться от поверхности, если он р-поляризован относительно неё. Поэтому, медленно вращая поляризатор A, подберём такой угол его поворота φ_0^A , при котором мощность света, приходящая на детектор, будет минимальна.

$$\varphi_0^{\rm A} = (134 \pm 1)^{\circ}$$

Это положение соответствует горизонтальному расположению плоскости поляризации прошедшей через поляризатор волны (плоскость падения горизонтальна).

1.5. Калибровка поляризатора В по скрещённому положению

Определив разрешённое направление поляризатора A, можем определить разрешённое положение поляризатора B по иной схеме.




Рисунок 7. Схема установки для определения рарешённого направления поляризатора В с использованием поляризатора А

Так как поляризатор A превращает условно естественный свет источника в линейно поляризованный, можно найти такое положение поляризатора B, при котором его разрешённое направление окажется перпендикулярно направлению поляризации падающего на него света. В таком случае, интенсивность света на выходе из поляризатора B должна стремиться к нулю. Найдём это положение φ_0^B .

$$\varphi_0^{\rm B} = (98 \pm 1)^{\circ}$$

Это положение соответствует вертикальному расположению плоскости поляризации прошедшей через поляризатор В волны (полностью поляризованная в горизонтальной плоскости волна поглощается).

2. Поляризация источника света

2.1. Лазерный источник

Источником света в лабораторной работе является зелёный ($\lambda = (532 \pm 1)$ нм) лазер «КLM-A532-5-5» мощностью $P_{out} = 5$ мВт. Излучение света происходит в лазерном полупроводниковом диоде. Лазерное излучение, как правило, частично или полностью поляризовано за счёт механизма вынужденного излучения и/или конструкции резонатора. Будем полагать, что в нашем случае свет является суммой линейно поляризованного и неполяризованного.

2.2. Измерение степени поляризации источника

Ствень поляризации света р характеризует отношение интенсивности линейно поляризованной I_{pol} компоненты к полной интенсивности излучения I_{all} . Оценить степень поляризации можно, измерив соотношение максимальной и минимальной интенсивностей излучения после прохождения им анализатора. В таком случае полагаем, что разница между I_{max} и I_{min} соответствует мощности отфильтрованного линейно поляризованного света ($I_{pol} = I_{max} - I_{min}$), а сумма перпендикулярно ориентированных компонент I_{max} и I_{min} соответствует полной мощности источника I_{all} ($I_{all} = I_{max} + I_{min}$).

$$p = \frac{I_{pol}}{I_{all}} = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}}$$

Прямое измерение интенсивности излучения потребовало бы учитывать геометрию установки, поглощение света на пути его следования и точной калибровки измерительного оборудования. Несколько проще измерить отношение не интенсивностей прошедшего поляризатор света, а световых мощностей, приходящих на световой датчик в максимуме и минимуме яркости. Так как мощность P при нормальном падении света равна $P = I \cdot S$, где S – площадь поперечного сечения светового пучка, то соотношение для степени поляризации перепишем в виде:

$$p = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} = \frac{P_{max} - P_{min}}{P_{max} + P_{min}}$$

При помощи оптического ваттметра «918D-SL-OD3R» измерим мощности света, приходящие на площадку за анализатором, P_{min} , P_{max} и соответствующие экстремумам мощности положения поляризатора А φ^A_{min} , φ^A_{max} . Учтём, что при длинах волн $\lambda=430-1000$ нм производителем ваттметра заявлена инструментальная погрешность измерения $\varepsilon_{tool}=1,1\%$.

$$P_{\max}=(3380\pm39)$$
 мкВт, $\varphi_{max}^{\rm A}=(124\pm1)^{\circ}$ $P_{\min}=(305\pm5)$ мВт, $\varphi_{min}^{\rm A}=(34\pm1)^{\circ}$ ${
m p}=(83.4\pm1.6)$ %

Соотнося откалиброванное значение $\varphi_0^A = (134 \pm 1)^\circ$ (соответствующее горизонтальному разрешённому направлению поляризатора A) и положение поляризатора при максимуме интенсивности проходящего через него света лазера $\varphi_{max}^A = (124 \pm 1)^\circ$, приходим к выводу, что плоскость поляризации лазерного излучения лежит под углом $\Delta \varphi^A = (10 \pm 2)^\circ$ к горизонтали, или же под углом $\alpha = (80 \pm 2)^\circ$ к вертикали.




Рисунок 8. Геометрический смысл угла α

3. Закон Малюса

3.1. Формулировка закона Малюса

Пусть линейно поляризованный свет падает на линейный поляризатор, причём угол между плоскостью поляризации падающего света и *разрешённым направлением* поляризатора составляет $\Delta\theta=\theta_1-\theta_0$, где θ_0 , θ_1 — соответствующие плоскостям углы относительно горизонтальной оси. Геометрически процесс поляризации можно представить как *проекцию* амплитудного вектора набегающей волны ${\bf E_0}$ на единичный вектор разрешённого направления ${\bf a}$ ($|{\bf a}|=1$):

$$\mathbf{E} = (\mathbf{E_0} \cdot \mathbf{a}) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{E_0} \cos(\Delta \theta) \cdot \mathbf{a}$$
$$\mathbf{E} = \mathbf{E_0} \cos(\Delta \theta)$$

В немагнитной среде I \sim E 2 , поэтому для интенсивности света после поляризатора имеем:

$$I = I_0 \cos^2(\Delta \theta)$$

Это и есть формулировка закона Малюса.




Рисунок 9. Прохождение линейно поляризованного света через поляризатор

3.2. Проверка закона Малюса

Поляризатор A расположим в положении φ_0^A (прошедший свет поляризован в горизонтальной плоскости, $\theta_0^{ini}=0^\circ$). За ним установим поляризатор В по схеме, аналогичной изображённой на рис. 7. Изначально разрешённое направление В установим вертикально, т.е. в положение φ_0^B

(относительно горизонтальной оси $\theta_1^{ini}=90^\circ$), при этом ожидаемо получим околонулевое значение мощности на датчике освещённости. Затем будем изменять угол θ_1 от 90° до 0° , не меняя θ_0

$$\Delta\theta = \theta_1 - \theta_0 = \theta_1 = 90^\circ - (\varphi^B - \varphi_0^B)$$

Отсчёт, конечно, придётся производить по лимбу поляризатора B, но формула выше выражает линейную зависимость $\Delta\theta(\varphi^B)$.

| Мощность P1, мкВт | Угол поворота В φ^B , ° | Угол ∆ <i>θ</i> , ° |
|-------------------|---------------------------------|---------------------|
| $0,270^2$ | 98 | 90 |
| 4.70 | 102 | 86 |
| 27.9 | 108 | 80 |
| 104 | 118 | 70 |
| 218 | 128 | 60 |
| 359 | 138 | 50 |
| 506 | 148 | 40 |
| 655 | 158 | 30 |
| 749 | 168 | 20 |
| 823 | 178 | 10 |
| 846 | 188 | 0 |

Tаблица 1. Измерение зависимости мощности излучения P от угла $\Delta \theta$


За P_0 примем значение мощности в максимуме $P_{max} = (846 \pm 10)$ мкВт, при $\cos(\Delta\theta) = 1$. Тогда ожидаем, что зависимость $P(\Delta\theta)$ примет вид:

$$P = P_{\text{max}} \cos^2(\Delta \theta)$$

На графике ниже видно, что практически измеренные значения Р лежат, в пределах погрешности, на теоретической кривой.

¹ Аналогично 2.2. считаем, что $P \sim I$, а, следовательно, закон Малюса справедлив и для $P = P_0 \cos^2(\Delta\theta)$

 $^{^2}$ Напомним, что инструментальная погрешность измерения $\varepsilon_{tool}=1.1\%$



Pисунок 10. Сравнение экспериментальной и теоретической зависимостей $P(\Delta\theta)$

4. Двойное лучепреломление в пластинках

4.1. Эллиптическая поляризация

Кроме случаев *линейной поляризации*, когда вектор **E** в каждой точке электромагнитного поля волны лежит в одной и той же плоскости, и *естественной поляризации*, когда вектор **E** изменяется во времени и пространстве хаотически, хотя и статистически симметрично относительно оси распространения волны, выделяют также состояние эллиптической поляризации. Это состояние реализуется при наложении когерентных монохроматических плоскополяризованных в разных направлениях волн.

Вершина вектора **E** в эллиптически поляризованной волне в каждой точке поля описывает эллипс. Если разложить колебания **E** на перпендикулярные компоненты в плоскости фронта волны, получим две плоскополяризованные волны:

$$\begin{cases} E_x = E_0 \cos(kz - \omega t) \\ E_y = E_0^3 \cos(kz - \omega t - \varphi) \end{cases}$$

 $^{^3}$ Всегда можно подобрать оси x, y таким образом, чтобы амплитуда вдоль обеих осей была равна ${\rm E}_0$

Из такого представления понятны условия когерентности и монохроматичности излучения, необходимые для получения эллиптической поляризации, так как для поддержания постоянной эллиптической формы траектории **E**, разность фаз $\varphi \in (-\pi, \pi]$ должна оставаться постоянной.

Излучение лабораторного лазера можно в некотором приближении считать за монохроматическое $\lambda = (532 \pm 1)$ нм. Оно также является когерентным, хотя в процессе работы мы получаем эллиптическую поляризацию таким образом, что когерентность излучения обеспечивалась бы даже для естественного света, прошедшего через фильтр.

В завершение отметим несколько частных случаев эллиптической поляризации:

- $\varphi = 0$, π монохроматический случай линейной поляризации;
- $0 < \varphi < \pi$ левая эллиптическая поляризация (при наблюдении навстречу волне **E** вращается против часовой стрелки);
- $-\pi < \varphi < 0$ *правая* эллиптическая поляризация (при наблюдении навстречу волне **E** вращается по часовой стрелке);
- $\varphi = \pm \pi/2$ левая/правая *круговая* поляризация (большая и малая полуоси эллипса равны).





Рисунок 11. Правая круговая ($\phi = -\pi/2$) и линейная ($\phi = 0$) поляризация света

4.2. Двулучепреломляющие пластинки

Эллиптически поляризованный свет \mathbf{E}_{ell} можно получить из линейно поляризованного $\mathbf{E}_{lin} = \mathbf{E}_0 \cos(kz - \omega t)$ (на рис. 12 \mathbf{E}_0 направлен вдоль оси \mathbf{y} ; $\mathbf{k} = \omega/c = 2\pi/\lambda_0$, где λ_0 – длина волны в вакууме) с помощью *двулучепреломляющих кристаллических пластинок*. Двулучепреломляющая пластинка имеет два взаимно перпендикулярных *главных направления* $\boldsymbol{\xi}$ и $\boldsymbol{\eta}$, совпадающих с осями эллипсоида диэлектрической проницаемости анизотропного кристалла, из которого изготовлена пластинка. Волны, поляризованные вдоль главных направлений, — $\mathbf{E}_{\boldsymbol{\xi}}$ и $\mathbf{E}_{\boldsymbol{\eta}}$ — распространяются в пластинке с разными скоростями, не изменяя характера своей поляризации. Эти волны называются *главными*. Пусть на пластинку падает плоскополяризованная волна \mathbf{E}_{lin} , а главное направление $\boldsymbol{\xi}$ наклонено на угол $\boldsymbol{\beta}$ относительно плоскости поляризации \mathbf{E}_{lin} :

$$\begin{cases} \mathbf{E}_{\xi} = \mathbf{E}_{\xi \mathbf{0}} \cos \left(\frac{\omega \mathbf{n}_{\xi}}{c} \mathbf{z} - \omega \mathbf{t} \right) \\ \mathbf{E}_{\eta} = \mathbf{E}_{\eta \mathbf{0}} \cos \left(\frac{\omega \mathbf{n}_{\eta}}{c} \mathbf{z} - \omega \mathbf{t} \right) \end{cases}$$

где n_ξ и n_η – коэффициенты преломления вдоль главных направлений; $k_\xi = \omega n_\xi/c = 2\pi n_\xi/\lambda_0$, $k_\eta = \omega n_\eta/c = 2\pi n_\eta/\lambda_0$ – волновые числа соответствующих волн; $E_{\xi 0} = E_0 \cos \beta$, $E_{\eta 0} = E_0 \sin \beta$.



Pисунок 12. Pазложение линейно поляризованного света по главным направлениям η и ξ

По мере прохождения через кристалл, волны \mathbf{E}_{ξ} и \mathbf{E}_{η} будут накапливать разницу фаз $\Delta \varphi$. И если в начале (z = 0) $\Delta \varphi$ = 0, то далее одна из них будет опережать другую. Пусть для определённости $\mathbf{n}_{\eta} < \mathbf{n}_{\xi}$ и \mathbf{E}_{η} опережает \mathbf{E}_{ξ} , тогда скажем, что η – «быстрое» главное направление.

$$\Delta \varphi(z) = \frac{\omega}{c} (n_{\xi} - n_{\eta}) z = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_{\xi} - n_{\eta}) z$$

Пусть пластинка имеет толщину d и не поглощает энергию электромагнитных колебаний при данной частоте ω . Тогда после её прохождения волны \mathbf{E}_{ξ} и \mathbf{E}_{η} будут задаваться уравнениями:

$$\begin{cases} \mathbf{E}_{\xi} = \mathbf{E}_{\xi 0} \cos(kz - \omega t')^{4} \\ \mathbf{E}_{\eta} = \mathbf{E}_{\eta 0} \cos(kz - \omega t' - \Delta \varphi(d)) \end{cases}$$


Видно, что $\mathbf{E}_{\mathbf{ell}} = \mathbf{E}_{\xi} + \mathbf{E}_{\eta}$ является эллиптически поляризованной волной, так как после прохождения пластинки $\Delta \varphi(\mathbf{d}) = \mathrm{const}$ (т.е. выполнены условия монохроматичности и когерентности).

Если же угол между ξ и плоскостью поляризации $\beta=0^\circ$, то $\mathbf{E}_{\xi 0}=\mathbf{E}_0$, $\mathbf{E}_{\eta 0}=\mathbf{0}$ и на выходе получается, с точностью до сдвига фазы, такая же линейно поляризованная волна $\mathbf{E}_{\mathbf{lin}}=\mathbf{E}_0\cos(\mathbf{kz}-\omega t')$, как и на входе⁵.

Пластинки классифицируют по пространственному сдвигу фаз волн \mathbf{E}_{ξ} и \mathbf{E}_{η} $\Delta\lambda = \frac{\Delta\varphi(\mathrm{d})}{2\pi}\lambda_0 = (n_{\xi} - n_{\eta})\mathrm{d}$ для света определённой частоты. Например, если $\Delta\varphi(\mathrm{d}) = \pi/2 + 2\pi\mathrm{n}$ ($\mathrm{n} \in \mathbb{Z}$) для света частоты $\nu = \mathrm{c}/\lambda_0$, то $\Delta\lambda = \lambda_0/4 + \mathrm{n}\lambda_0$, и такую пластинку принято называть *пластинкой* $\lambda/4$.

4.3. Определение главных направлений двулучепреломляющих пластинок

Расположим поляризаторы A и B в скрещенное положение ($\varphi^A = \varphi_0^A$, $\varphi^B = \varphi_0^B$) и поместим между ними по очереди исследуемые пластинки $\lambda/2$ и $\lambda/4$.



Pисунок 13. Схема установки для определения главных направлений пластинок $\lambda/2$ и $\lambda/4$

 $^{^4}$ Время ${\sf t}'$ отнормировано таким образом, что вся разность фаз $\varphi({\sf d})$ содержится только в ${\sf E}_\eta$.

 $^{^{5}}$ Аналогично если $\beta=90^{\circ},$ $\mathbf{E_{\xi 0}}=\mathbf{0},$ $\mathbf{E_{\eta 0}}=\mathbf{E_{0}},$ и на выходе так же $\mathbf{E_{lin}}=\mathbf{E_{0}}\cos(\mathrm{kz}-\omega\mathrm{t}').$

Если одно из главных направлений пластинки (ξ или η) совпадает с разрешённым направлением A (горизонтальное, y на рис. 12), то плоскополяризованная волна проходит через пластинку без изменений и полностью блокируется поляризатором B (вертикальное разрешённое направление, x на рис. 12). В других случаях волна после пластинки поляризована эллиптически, и на детектор за поляризатором B придёт излучение ненулевой мощности P. Поворачивая пластинку в оправе, найдём положение ψ_{ξ} , при котором достигается минимум $P = P_{min}$. Это положение будет соответствовать горизонтальной ориентации одного из главных направлений пластинки, и, соответственно, вертикальной ориентации второго главного направления. Зафиксируем найденные положения для пластинок $\lambda/2$ и $\lambda/4$:

$$\psi_{main}^{\lambda/2} = (55.0 \pm 2.5)^\circ, \qquad P_{\min}^{\lambda/2} \approx 310 \ \mathrm{MKBT}$$
 $\psi_{main}^{\lambda/4} = (60.0 \pm 2.5)^\circ, \qquad P_{\min}^{\lambda/4} \approx 330 \ \mathrm{MKBT}$

5. Свойства пластинок $\lambda/2$ и $\lambda/4$


5.1. Исследование пластинки λ/2

Пластинка $\lambda/2$ создаёт между ξ - и η -поляризованными компонентами набегающей линейно поляризованной волны $\mathbf{E_{lin}} = \mathbf{E_0} \cos(\mathrm{kz} - \omega \mathrm{t})$ сдвиг $\Delta \varphi = 2\pi \frac{\Delta \lambda}{\lambda_0} = 2\pi \frac{\lambda_0/2}{\lambda_0} = \pi$.

$$\mathbf{E}_{\eta} = \mathbf{E}_{\eta 0} \cos(\varphi - \pi) = -\mathbf{E}_{\eta 0} \cos(\varphi)$$

То есть в каждый момент времени вектор \mathbf{E}_{η} , а, следовательно, и амплитудный вектор выходящей из пластинки волны $\mathbf{E}'_0 = \mathbf{E}_{\xi 0} - \mathbf{E}_{\eta 0}$, зеркально отражены относительно оси $\boldsymbol{\xi}$ по сравнению с направлением электрических векторов до прохождения пластинки. Результирующая волна описывается следующими уравнениями:

$$\begin{cases} \mathbf{E}_{\xi} = \mathbf{E}_{\xi 0} \cos(\mathbf{k} \mathbf{z}' - \omega \mathbf{t}') \\ \mathbf{E}_{\eta} = -\mathbf{E}_{\eta 0} \cos(\mathbf{k} \mathbf{z}' - \omega \mathbf{t}') \end{cases}$$






Рисунок 14. Волна ${m E}_{m lin}$ в фазе $(kz-\omega t)=0$ Рисунок 15. Волна ${m E}'$ в фазе $(kz-\omega t')=0$ заходит в пластинку $\lambda/2$

выходит из пластинки $\lambda/2$

Видно, что ${\bf E}'={\bf E}_\xi+{\bf E}_\eta$ – это линейно поляризованная волна. Причём её плоскость поляризации повернута на угол 2β относительно плоскости поляризации входящей волны.

Отметим также, что у нас нет оборудования, позволяющего определять фазу волны в конкретной точке пространства, поэтому, наблюдая линейно поляризованный свет \mathbf{E}' , мы не сможем различить «быструю» и «медленную» оси в условиях данного опыта⁶. Так что нам безразлично является ли на самом деле ось η быстрой, как мы предположили выше. Плоскость поляризации волны в любом случае повернётся на угол 2β .

Проверим на практике обозначенное свойство пластинки $\lambda/2$ поворачивать плоскость поляризации падающего света на угол 2β при собственном повороте относительно $\psi_{\mathrm{main}}^{\lambda/2}$ на угол β . Для этого измерим зависимость угла поворота поляризатора В от вертикальной оси $\alpha = \varphi^B - \varphi_0^B$, при котором достигается минимум яркости на приёмнике светового сигнала (Р_{тіп} ~ 300 мкВт), от β . Угол α соответствует нормали к плоскости поляризации света, прошедшего пластинку.

$$\alpha = \varphi^B - \varphi_0^B, \qquad \varphi_0^B = (98.0 \pm 1.0)^\circ$$

$$\beta = -\psi^{\lambda/2} + \psi_{\text{main}}^{\lambda/2}, \qquad \psi_{\text{main}}^{\lambda/2} = (55.0 \pm 2.5)^\circ$$

$$\alpha = 2\beta$$

⁶ Иными словами, мы не можем отличить волну с амплитудным вектором $\mathbf{E'}_0 = \mathbf{E}_{\xi 0} - \mathbf{E}_{n0}$ от волны с амплитудным вектором ${E''}_0 = -E_{\xi 0} + E_{\eta 0}$, которая возникла бы, если бы «быстрым» направлением было ξ .

Измерим зависимость $\varphi^B (\psi^{\lambda/2})$ и занесём результаты в таблицу.

| Угол $\psi^{\lambda/2}$, ° $\sigma_{\psi^{\lambda/2}} = 2.5$ ° | Угол <i>β</i> , ° | Угол φ^B , ° $\sigma_{\varphi^B} = 1.0^\circ$ | Угол α, ° |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| $\sigma_{\psi^{\lambda/2}}=2.5^{\circ}$ | $\sigma_{\beta}=5.0^{\circ}$ | $\sigma_{\varphi^B} = 1.0^{\circ}$ | $\sigma_{\alpha}=2.0^{\circ}$ |
| 55,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 |
| 40,0 | 15,0 | 126,0 | 28,0 |
| 25,0 | 30,0 | 154,0 | 56,0 |
| 10,0 | 45,0 | 186,0 | 88,0 |
| 355,0 | 60,0 | 216,0 | 118,0 |
| 340,0 | 75,0 | 248,0 | 150,0 |
| 325,0 | 90,0 | 276,0 | 178,0 |

Таблица 2. Измерение зависимости поворота плоскости поляризации α от поворота главных осей пластинки $\lambda/2$ β

Построим график зависимости $\alpha(\beta)$, чтобы продемонстрировать соответствие наблюдения предсказанному результату.



Pисунок 16. Сравнение экспериментальной и теоретической зависимостей $\alpha(\beta)$


5.2. Исследование пластинки λ/4

Пластинка $\lambda/4$ создаёт между ξ - и η -поляризованными компонентами набегающей линейно поляризованной волны $\mathbf{E_{lin}} = \mathbf{E_0} \cos(\mathrm{kz} - \omega t)$ сдвиг $\Delta \varphi = 2\pi \frac{\Delta \lambda}{\lambda_0} = 2\pi \frac{\lambda_0/4}{\lambda_0} = \pi/2$.


$$\mathbf{E}_{\eta} = \mathbf{E}_{\eta 0} \cos \left(\varphi - \frac{\pi}{2} \right) = \mathbf{E}_{\eta 0} \sin(\varphi)$$

То есть конец вектора выходящей волны $\mathbf{E}' = \mathbf{E}_{\xi} - \mathbf{E}_{\eta}$ в каждой точке на луче после пластинки совершает движение по эллипсу, причём полуоси эллипса равны $\mathbf{E}_{\xi 0}$ и $\mathbf{E}_{\eta 0}$.

$$\begin{cases} \mathbf{E}_{\xi} = \mathbf{E}_{\xi \mathbf{0}} \cos(\mathbf{k} \mathbf{z}' - \omega \mathbf{t}') \\ \mathbf{E}_{\eta} = \mathbf{E}_{\eta \mathbf{0}} \sin(\mathbf{k} \mathbf{z}' - \omega \mathbf{t}') \end{cases}$$



Pисунок 17. Волна E_{lin} в фазе $(kz-\omega t)=0$ заходит в пластинку $\lambda/4$



Pисунок 18. Волна ${f E}'$ в фазе ${f \phi}=(kz-\omega t')$ выходит из пластинки $\lambda/4$

Для экспериментальной проверки эллиптической поляризации волны после прохождения пластинки $\lambda/4$ установим пластинку под углом $\beta = -\psi^{\lambda/4} + \psi_{main}^{\lambda/4} = -(45 \pm 5)^\circ$. В таком по-


ложении $E_{\xi 0} \approx E_{\eta 0} \approx E_0/\sqrt{2}$, то есть после пластинки волна имеет поляризацию, близкую к круговой. Следовательно, изменение угла поворота поляризатора В относительно вертикальной оси $\alpha = \varphi^B - \varphi_0^B$ не должно приводить к изменению интенсивности проходящего через него излучения, так как свет с круговой поляризацией в статистическом смысле симметричен.

| Угол φ^B , \circ | Угол α, ° | Мощность Р, мкВт |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| $\sigma_{\varphi^B}=1.0^{\circ}$ | $\sigma_{\alpha} = 2.0^{\circ}$ | $\varepsilon_{tool} = 0.011$ |
| 98,0 | 0,0 | 1100 |
| 113,0 | 15,0 | 1123 |
| 128,0 | 30,0 | 1163 |
| 143,0 | 45,0 | 1187 |
| 158,0 | 60,0 | 1204 |
| 173,0 | 75,0 | 1210 |
| 188,0 | 90,0 | 1200 |
| 203,0 | 105,0 | 1168 |
| 218,0 | 120,0 | 1142 |
| 233,0 | 135,0 | 1121 |
| 248,0 | 150,0 | 1108 |
| 263,0 | 165,0 | 1105 |
| 278,0 | 180,0 | 1116 |

Tаблица 3. Измерение мощности света после пластинки $\lambda/4$ и поляризатора B

В действительности видим неидеальную симметрию излучения, так как точность задания ориентации пластинки довольно низкая (погрешность 5°). Учтём этот факт и проанализируем изменение интенсивности излучения I в зависимости от угла поворота анализатора α .

Пусть большая полуось эллипса поляризации $\mathbf{E}_{\max} = \mathbf{E}_{\xi 0}$, а малая $\mathbf{E}_{\min} = \mathbf{E}_{\eta 0}$. Тогда, поворачивая анализатор В вокруг собственной оси на угол α , мы будем отфильтровывать из света плоскую волну с амплитудой $\mathbf{E}_{\mathbf{B}0} = \mathbf{E}_{\max} \sin(\alpha - \alpha_0) + \mathbf{E}_{\min} \cos(\alpha - \alpha_0)$. Угол α_0 определим как такой угол поворота поляризатора В от вертикального положения, при котором $\boldsymbol{\eta} \Leftrightarrow \mathbf{E}_{\min}$ совпадёт с разрешённым направлением поляризатора. Теоретически $\alpha_0 = \beta \approx -45^\circ$.




Pисунок 19. Aмиплитудный вектор E_{B0} после фильтра B при $\beta \approx -45^\circ$.

Интенсивность излучения $I \sim E^2$, поэтому экстремумы величины E_{B0} , достигаемые на полуосях эллипса поляризации, сохранятся и для монотонно зависящей от неё I, и для $P \sim I$.

$$P = P_{\text{max}} \sin^2(\alpha - \alpha_0) + P_{\text{min}} \cos^2(\alpha - \alpha_0)$$

 α_0 , P_{\max} , P_{\min} — параметры модели, оценим их с помощью методов вычислительной оптимизации.



Pисунок 20. График функции $P(\alpha,\alpha_0,P_{max},P_{min})$, оптимизированной по $(\alpha_0,P_{max},P_{min})$

$$\alpha_0 = -(18.5 \pm 1.3)^\circ$$
, $P_{\rm max} = (1207 \pm 3)~{\rm MkBT}$, $P_{\rm min} = (1099 \pm 3)~{\rm MkBT}$

$$\tan \beta' = \frac{E_{\xi 0}}{E_{\eta 0}} = \frac{E_{\text{max}}}{E_{\text{min}}} = \frac{\sqrt{P_{\text{max}}}}{\sqrt{P_{\text{min}}}} \Longrightarrow \beta' = -\tan^{-1} \sqrt{\frac{P_{\text{max}}}{P_{\text{min}}}} = -(43.7 \pm 0.1)^{\circ}$$

Получен противоречивый результат: с одной стороны, по соотношению полуосей эллипса поляризации мы получили оценку $\beta' = -(43.7 \pm 0.1)^\circ$, что довольно близко к углу, отсчитанному по лимбу пластинки $\lambda/4$ $\beta = -(45 \pm 5)^\circ$. С другой стороны, $\alpha_0 = -(18.5 \pm 1.3)^\circ$, что никак не совпадает с β . Вероятнее всего, в процессе работы калибровка поляризатора В сбилась, и углы α , α_0 в абсолютном значении отсчитаны неверно.

Тем не менее, по характеру изменения мощности света на оптическом датчике можно с уверенностью говорить об эллиптической поляризации света после прохождения пластинки $\lambda/4$ и о выполнении соотношений

$$E_{\text{max}} = E_{\xi 0} = E_0 \cos \beta$$
, $E_{\text{min}} = E_{\eta 0} = E_0 \sin \beta$

для амплитуды электрических векторов, характеризующих полуоси эллипса поляризации.

6. Определение типа неизвестной пластинки

6.1. Проверка гипотез $\lambda/2$ и $\lambda/4$

Как было показано ранее, пластинки типа $\lambda/2$ не меняют характера поляризации подающего на них линейно поляризованного света, но лишь поворачивают плоскость поляризации на некоторый угол вокруг оси распространения. Пластинки типа $\lambda/4$, напротив, меняют поляризацию света на эллиптическую, если только плоскость поляризации падающего на них света не совпадает с главными направлениями пластинки.

Для определения типа неизвестной пластинки, найдём сначала её главные направления методом, описанным в пункте 4.3:

$$\psi_{main}^{x} = (260,0 \pm 2,5)^{\circ}$$

Повернём пластинку вокруг собственной оси на угол $\beta = -\psi^x + \psi^x_{main} \approx 45^\circ$ и при помощи анализатора В проверим тип поляризации света, прошедшего пластинку. Возможны два варианта:

- Тип $\lambda/2$: свет линейно поляризован, при повороте анализатора В на α ожидаем наблюдать изменение мощности излучения в пределах от $P_{min} \approx 0$ до $P_{min} \approx P_0$ с периодом 180° ;
- Тип $\lambda/4$: свет эллиптически поляризован, при повороте анализатора В на α ожидаем наблюдать изменение мощности излучения в пределах от $P_{min} \gg 0$ до $P_{min} < P_0$ с периодом 180° .




Рисунок 21. Возможные состояния поляризации волны ${\bf E}'$ после пластинки


| Угол φ^B , \circ | Угол α, ° | Мощность Р, мкВт |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| $\sigma_{arphi^B}=1.0^\circ$ | $\sigma_{\alpha} = 2.0^{\circ}$ | $ \varepsilon_{tool} = 0.011 $ |
| 98,0 | 0,0 | 864 |
| 113,0 | 15,0 | 698 |
| 128,0 | 30,0 | 645 |
| 143,0 | 45,0 | 718 |
| 158,0 | 60,0 | 886 |
| 173,0 | 75,0 | 1115 |
| 188,0 | 90,0 | 1403 |
| 203,0 | 105,0 | 1464 |
| 218,0 | 120,0 | 1700 |
| 233,0 | 135,0 | 1666 |
| 248,0 | 150,0 | 1491 |
| 263,0 | 165,0 | 1217 |
| 278,0 | 180,0 | 929 |

Таблица 4. Измерение мощности света после неизвестной пластинки и поляризатора В

Из данных сразу видно, что $P_{min} \approx P_{max}/2 \gg 0$, то есть свет имеет явно эллиптическую поляризацию. **Установлено, что пластинка имеет тип \lambda/4.** Мощность света на детекторе, как установлено в пункте 5.2, должна изменяться по закону:

$$P = P_{\text{max}} \sin^2(\alpha - \alpha_0) + P_{\text{min}} \cos^2(\alpha - \alpha_0)$$

Причём, так как $\beta \approx 45^\circ$, поляризация должна быть близка к круговой, т.е. $P_{min} \approx P_{max}$. На практике степень эллиптичности заметно выше.



Pисунок 22. График функции $P(\alpha, \alpha_0, P_{max}, P_{min})$, оптимизированной по $(\alpha_0, P_{max}, P_{min})$

$$\alpha_0 = (30.9 \pm 0.7)^\circ$$
, $P_{\text{max}} = (1702 \pm 24) \; \text{мкВт}$, $P_{\text{min}} = (632 \pm 12) \; \text{мкВт}$

$$\beta' = \tan^{-1} \sqrt{\frac{P_{\text{max}}}{P_{\text{min}}}} = (58.6 \pm 0.5)^{\circ}$$

Реальный угол отклонения пластинки от главных направлений β' с уверенностью не попадает в допустимое отклонение $\sigma_{\beta}=5.0^{\circ}$ от $\beta=45^{\circ}$. Вероятно, в процессе поворота пластинки нормировка была сбита. Тем не менее пластинка определённо имеет тип $\lambda/4$.

7. Отражение s- и p-поляризованных волн

7.1. Формулы Френеля для энергетических коэффициентов отражения

Как обсуждалось ранее в пункте 1.3, для s- и p- поляризованных компонент падающего на границу раздела сред света можно аналитически найти отношение амплитуд вектора \mathbf{E} падающей \mathbf{E}_{i} , отражённой \mathbf{E}_{r} и преломлённой \mathbf{E}_{t} волн — формулы Френеля. Там же было показано, что, так как интенсивность падающего света $\mathbf{I} \sim \mathbf{E}^{2}$, а $\mathbf{P} \sim \mathbf{I}$, то для отношения энергий падающей и отражённой волн соответствующих поляризаций будет справедливо:

$$R = I_r/I_i = P_r/P_i = E_r^2/E_i^2 = r^2$$

$$R_{s}(\theta_{i}, n_{21}) = r_{s}^{2} = \left(\frac{\cos \theta_{i} - \sqrt{n_{21}^{2} - \sin^{2} \theta_{i}}}{\cos \theta_{i} + \sqrt{n_{21}^{2} - \sin^{2} \theta_{i}}}\right)^{2}$$

$$R_{p}(\theta_{i}, n_{21}) = r_{p}^{2} = \left(-\frac{n_{21}^{2} \cos \theta_{i} - \sqrt{n_{21}^{2} - \sin^{2} \theta_{i}}}{n_{21}^{2} \cos \theta_{i} + \sqrt{n_{21}^{2} - \sin^{2} \theta_{i}}}\right)^{2}$$

В реальности, однако, нужно учесть, что, из-за неточной настройки поляризаторов, волна, падающая на поверхность диэлектрика, будет представлять из себя суперпозицию s- и p- поляризованных волн. Пусть τ — отношение интенсивности падающего s-поляризованного света I_{is} к полной интенсивности падающего света $I_{i} = I_{is} + I_{ip}$, тогда в общем виде для мощности отражённого света $P_r(\theta_i)$ модельная функция выглядит следующим образом:

$$P_{r}(\theta_{i}, n_{21}, P_{i}, P_{n}, \tau) = \tau \cdot P_{i}R_{s}(\theta_{i}, n_{21}) + (1 - \tau) \cdot P_{i}R_{p}(\theta_{i}, n_{21}) + P_{n}$$


 Γ де P_i — мощность падающего на чёрное зеркало света, P_{ns} — мощность шума, обусловленного излучением, приходящим на датчик из посторонних источников и в результате рассеяния.

7.2. Исследование мощности отражённого ѕ-поляризованного света

Соберём установку, аналогичную изображённой на рис. 6, установив разрешённое направление поляризатора А вертикально (перпендикулярно к плоскости падения света на чёрное зер-

кало) и проведём серию измерений зависимости мощности P_s пришедшего на датчик света от угла падения θ_i . Результаты измерения см. в табл. 5.

Для описания зависимости $P_{rs}(\theta_i)$ используем модель $P_r(\theta_i, n_{21}, P_i, P_n, \tau)$. При помощи численной оптимизации найдём параметры n_{21s} , P_{is} , P_{ns} , τ_s , взяв как начальное приближение $\tau_s \sim 1$. Нанесём измерения и предсказания модели на график.



Pисунок 23. График функции $P_{rs}(\theta_i,n_{21s},P_{is},P_{ns}, au_s)$, оптимизированной по $(n_{21s},P_{is},P_{ns}, au_s)$

$$n_{21s}=(1.83\pm0.09), \qquad P_{is}=(773\pm26)$$
мкВт,
$$P_{ns}=(0\pm12)~{\rm мкВт}, \qquad \tau_{s}=(0.86\pm0.05)$$

Видим, что модель крайне правдоподобно описывает данные, полученные в эксперименте.

7.3. Исследование мощности отражённого р-поляризованного света

Аналогичным образом произведём измерение и моделирование зависимости $P_p(\theta_i)$. Для этого установим поляризатор A в горизонтальное положение и повторим серию измерений P_p . Результаты см. в табл. 6.

Для описания зависимости $P_p(\theta_i)$ используем ту же модель $P_r(\theta_i, n_{21}, P_i, P_n, \tau)$. Так же помощи численной оптимизации найдём параметры n_{21p} , P_{ip} , P_{np} , τ_p . Нанесём измерения и предсказания модели на график.




Рисунок 24. График функции $P_p(\theta_i, n_{21p}, P_{ip}, P_{np}, \tau_p)$, оптимизированной по $(n_{21p}, P_{ip}, P_{np}, \tau_p)$

$$n_{21p} = (2,03 \pm 0,08), \qquad P_{ip} = (1215 \pm 20)$$
мкВт,

$$P_{
m np} = (0 \pm 16)$$
 мкВт, $au_{
m p} = (0.01 \pm 0.04)$

Опять же, модель крайне хорошо совместима с экспериментом, однако полученная оценка $\mathbf{n_{21p}}$ расходится с полученной ранее $\mathbf{n_{21s}} = (1.83 \pm 0.09)$ приблизительно на два σ , что является не вполне достоверным, но всё же, при определённых допущениях, возможным результатом.

По положению экстремума функции $P_p(\theta_i)$ можем оценить угол Брюстера чёрного зеркала:

$$\theta_R = (63.4 \pm 0.1)^{\circ}$$

7.4. Оценка справедливости формул Френеля

Приведя модельные функции $P_s(\theta_i)$, $P_p(\theta_i)$ и данные измерений в безразмерный вид, нанесём их на один график зависимости коэффициента отражения R от угла падения θ_i .




Рисунок 25. Графики функций $R_s(\theta_i)$ и $R_s(\theta_i)$

Понятно, что при нормальном падении ($\theta_i = 0^\circ$), разницы между R_s и R_p не должно быть, если только зеркало не состоит из оптически анизотропного материала. На графике, основанном на модельных функциях $P_s(\theta_i)$, $P_p(\theta_i)$ видим существенное различие. Попробуем устранить это различие, допустив, что реальный коэффициент преломления материала чёрного зеркала $n_2 = n_{21} \cdot n_1 \approx n_{21}$ (коэффициент преломления воздуха $n_1 \approx 1$) равен среднему арифметическому оценок n_{21s} и n_{21p} :

$$n_2 \approx (1.93 \pm 0.09)$$

Заново оптимизируем $P_s(\theta_i)$, $P_p(\theta_i)$, на этот раз с фиксированным параметром $n_{21}=n_2$, а в случае с $P_s(\theta_i)$ зафиксируем также и параметр $P_n=P_{ns}$, полагая, что от серии к серии измерений он изменяться не должен (измерения проводились на одной и той же установке в одних и тех же

условиях освещённости). Приведя оптимизированные функции в безразмерный вид, снова нанесём их на график $R(\theta_i)$.




Рисунок 26. Графики функций $R_s(\theta_i)$ и $R_s(\theta_i)$ при едином $n_{21}=n_2$

| Тип | n ₂₁ | P _i , мкВт | P _n , мкВт | τ |
|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| р-поляризация | 102 000 | 667 ± 26 | 7 14 | 0.00 ± 0.04 |
| s-поляризация | 1,93 ± 0,09 | 1207 <u>+</u> 18 | 7 <u>±</u> 14 | 0,91 ± 0,05 |

Обновлённая оценка угла Брюстера составляет:

$$\theta_R = (62.6 \pm 0.1)^\circ$$

Как можно заметить, сравнив рис. 25 и рис. 26, унифицированные по n_{21} модели $P_s(\theta_i)$ и $P_p(\theta_i)$ дают худшие предсказания интенсивности отражённого света, чем модели, построенные для различных значений n_{21} . Хотя, с учётом инструментальной погрешности, расхождение не выглядит критично. Есть все основания полагать, что более удачно поставленный эксперимент позволит окончательно подтвердить актуальность использованных моделей. Вместе с тем, в случаях рассмотрения s- и p-поляризаций по отдельности (рис. 23, рис. 24), формулы Френеля дают точное предсказание зависимости $R(\theta_i)$.

8. Приложение

| Угол $\theta_{\rm i}$, $^{\circ}$ | Мощность Р _s , мкВт | Угол $\theta_{\rm i}$, $^{\circ}$ | Мощность Р _s , мкВт |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 15 | 70.2 | 70 | 280.1 |
| 30 | 84.9 | 71 | 288.4 |
| 35 | 93.9 | 72 | 302 |
| 40 | 98.5 | 73 | 320 |
| 45 | 111.9 | 74 | 337 |
| 50 | 136.1 | 75 | 351 |
| 55 | 158.5 | 76 | 368 |
| 60 | 190.2 | 77 | 383 |
| 61 | 192.8 | 78 | 401 |
| 62 | 198.2 | 79 | 426 |
| 63 | 211.4 | 80 | 439 |
| 64 | 215.2 | 81 | 477 |
| 65 | 220.0 | 82 | 499 |
| 66 | 234.8 | 83 | 519 |
| 67 | 245.1 | 84 | 552 |
| 68 | 254.7 | 85 | 581 |
| 69 | 263.3 | | |

Таблица 5. Измерение мощности отражённого s-поляризованного света

| Угол θ_{i} , $^{\circ}$ | Мощность Рр, мкВт | Угол $\theta_{\rm i}$, $^{\circ}$ | Мощность Рр, мкВт |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| 15 | 127 | 62 | 6.86 |
| 30 | 103.5 | 63 | 6.55 |
| 45 | 57.3 | 64 | 6.71 |
| 50 | 39.1 | 65 | 7.47 |
| 55 | 21.38 | 66 | 9.66 |
| 56 | 19.25 | 67 | 13.14 |
| 57 | 16.78 | 68 | 14.36 |
| 58 | 13.94 | 69 | 19.19 |
| 59 | 11.44 | 70 | 24.66 |
| 60 | 9.91 | 80 | 236.1 |
| 61 | 7.97 | | · |

Таблица 6. Измерение мощности отражённого р-поляризованного света